

Lab
Septic
Desinfetante Hospitalar
Superfícies Fixas e Artigos não críticos

Limpeza e desinfecção em uma única operação

REDUÇÃO DE
5
LOGS
99,999 PARA BACTÉRIAS

FAZ PARTE
DESINFECÇÃO
MULTI
CAMADAS
DO PROTOCOLO

AÇÃO
bactericida*
1min

EFICAZ



Coronavírus,
Candida auris

E CONTRA INFLUENZAS
H1N1, H5N1 E H3N2



FRASCOS
ERGONÔMICOS
E GATILHO
ESPUMADOR



A mesma excelência técnica
já comprovada agora junto
com lenço para aplicação.



Eficácia

- 100% regulamentado como desinfetante, sem necessidade de limpeza prévia.
- Laudos de Eficácia em 1 min na condição de sujidade (3,0 g/l albumina e 3 ml/l eritrócitos, norma CEN*), garantindo ação de limpeza e desinfecção em uma única operação.
- Atividade Biocida Residual.



Segurança

- Fórmula com teores biocidas sinérgicos, dentro das normas internacionais.
- Não Irritante Dérmico, Ocular e Inalatório.
- Compatível com as superfícies delicadas, isento de álcool, corante e fragrância.



Custo/Benefício

- Alto rendimento e facilidade de aplicação, sem necessidade de enxague.
- Rendimento do frasco com gatilho 375 m² e wiper 150 m².
- Reduz custos com manutenção de equipamentos médicos.



Formulação sinérgica e avançada

composta por quaternário de 5ª geração, PHMB, Sequestrante EDTA com Tensoativos especiais.



É formulado com ativos biocidas certificados pela agência ambiental europeia (ECHA) e americana (EPA), garantindo eficácia e segurança para paciente, usuário, equipamento e meio ambiente. Além do amplo espectro biocida, Labseptic possui desempenho superior na limpeza das superfícies com alta compatibilidade, não sendo agressivo, com as delicadas superfícies dos equipamentos médicos.



A melhor estratégia para o controle de infecções e adesão das equipes.

As superfícies de alto contato como as mãos são consideradas críticas para a transmissão de microrganismos, devido ao contato frequente com o paciente, visitantes e profissionais

Principais pontos de contato:



Labseptic reduz o tempo do processo de limpeza e desinfecção em 50%.

Uma ação mais rápida segura e eficaz, minimiza falhas nas rotinas.



Eficaz contra mais de 40 microrganismos

Ação comprovada por laudos contra bactérias, vírus e fungos.

Labseptic possui laudos e estudos de compatibilidade com equipamentos emitidos por laboratórios e fabricantes



Aponte a câmera do celular para ver a relação de laudos



1

Aplicar Labseptic na superfície a ser tratada ou em um pano.

2

Espalhar sobre a área a ser limpa.



3

Deixe a solução agir por **1 minuto**.

COMPROMISSO LABNEWS COM A SEGURANÇA DOS AMBIENTES



AÇÃO AMBIENTE SEGURO
LIVRE DE MICRORGANISMOS

A infecção acontece em todo lugar. Mas você pode evitar.

Infecções associadas à assistência a saúde (IRAS) podem ser transmitidas em superfícies de alto contato e ar em todos setores dos Hospitais e clínicas. Oferecemos uma linha integrada que combina limpadores/desinfetantes manuais com tecnologias automatizadas avançadas, garantindo seu ambiente seguro.

* para um produto indicar ação de limpeza e desinfecção em uma só operação, sem necessitar de limpeza prévia, deve ser registrado na Anvisa, com laudos de eficácia biocida realizados em BPL (Boas Práticas Laboratoriais), na presença de soro de Cavalo (metodologia AOAC/INCQS) ou na condição de sujidade para área de saúde com 3,0 g/l albumina e 3 ml/l eritrócitos, em 2 etapas, conforme, CEN (Comitê Europeu de Normatização). A norma CEN é mais abrangente e apresenta resultados quantitativos em redução logarítmica.



Labnews Industrial LTDA
Rua Ademar Bombo, 165 Pq. Industrial - Mogi Guaçu - SP
Fone comercial: (19) 3361.5100 (11) 9 6084.0271
www.labnews.ind.br | contato@labnews.ind.br

[f](#) [i](#) [t](#) [i](#) [n](#) [c](#) @labnewssaude

